



RACCOLTA CAMPIONE PER URINOCOLTURA

Non assumere antibiotici o antimicotici da almeno 5-6 giorni, salvo diversa indicazione del proprio medico curante, se è in corso una terapia antimicrobica bisogna segnalarla al momento della consegna.

Fornirsi di un contenitore tappo a vite da 150 ml con dispositivo per raccolta sottovuoto e della provetta vacutainer tappo arancione.

Modalità di raccolta del campione:

1. Lavare accuratamente le mani e i genitali esterni con sapone e sciacquare con abbondante acqua corrente	 2. aprire il contenitore avendo cura di appoggiare il tappo con la sonda di campionamento verso l'alto	 NO  NO
 		
3. iniziare a urinare nella toilette. Interrompere la minzione e riprenderla subito dopo nel contenitore di raccolta. Raccogliere mezzo bicchiere (circa 50 ml) di urina		4. Senza toccare l'interno del contenitore <u>riavvitare</u> il tappo chiudendo bene
	 	
5. Sollevare parzialmente l'etichetta protettiva ATTENZIONE: <u>contiene un ago, pericolo di puntura, non toccare dentro</u>	6. Inserire la provetta capovolta, mantenere una moderata pressione sufficiente a perforare il tappo. Riempire la provetta fino alla cessazione del flusso quindi mescolare la provetta per inversione 3-4 volte	
	7. Riposizionare l'etichetta protettiva sul coperchio. Conservare la provetta a temperatura ambiente e consegnarla in Laboratorio o in Centro Prelievi	

Attenzione: se richiesto anche l'esame chimico fisico delle urine riempire un'altra provetta tappo arancione.



Per informazioni contattare preventivamente la Microbiologia